

QCM-D センサー まとめ買いキャンペーン

毎年恒例、年に一度の期間限定キャンペーン販売をいたします
ニーズの多いセンサーを特別価格でご提供いたします

キャンペーン特価
金額はお問合せください



Auセンサー
10枚セット

5%OFF

8%OFF

キャンペーン特価
金額はお問合せください



Au センサー
20枚セット



SiO₂センサー
10枚セット



Tiセンサー
10枚セット

10%OFF

キャンペーン特価
金額はお問合せください



Au センサー
30枚セット



SiO₂センサー
20枚セット



Tiセンサー
20枚セット

12%OFF

キャンペーン特価
金額はお問合せください



Au センサー
60枚セット



SiO₂センサー
35枚セット



Tiセンサー
35枚セット



HA センサー
20枚セット

2016年 3月 末日まで 直販限定

センサークリーナー&モジュール まとめ買いキャンペーン

年に一度の短期間限定！！

強酸・アルカリサンプルに最適 PTFEモジュールセット

キャンペーン特価
金額はお問合せください

従来のフローモジュールのサンプル流路はチタン製のため、塩酸、硫酸、アルカリ等がサンプルの場合は腐食が起ってしまいます。PTFEモジュールは溶液に触れる部分はフッ素系素材のため、従来では困難だったサンプルでも測定可能となりました。

センサー上のサンプル量：100μl
溶液に触れる素材：PTFE、Viton® (O-ring)
* O-ringはオプションでkalrez®製に変更できます。

QTM401
PTFEフローモジュール




Auセンサー5枚

有機・無機物のコンタミを除去 プラズマクリーニングセット

キャンペーン特価
金額はお問合せください

- 今までUVオゾンでは除けなかった有機物やコンタミをプラズマエッチングで除去可能になりました。
- チオール膜のクリーニング実績もあります。

チオール膜のクリーニング事例



SEDE-GE
ソフトエッチング装置
(酸素導入モデル)



Auセンサー 10 枚

手軽で強力な 新型UVオゾンクリーナーセット

キャンペーン特価
金額はお問合せください

出力 25% UP



PC450
UVオゾンクリーナー Plus



Auセンサー10枚

従来より25%強力なUVランプを搭載

- 装置サイズは従来と変わりませんので設置場所を選ばません。
- 手軽にセンサークリーニングが行えます。

気相や高圧環境下でQCM-D測定 気相測定モジュールセット

キャンペーン特価
金額はお問合せください



QVH401 バキュームホルダー



Auセンサー5枚

真空／高圧環境下でのガスの吸脱着測定が可能になりました。ガスに触れる素材は、SUS、macor、アルミニウム、カプトンです。におい成分の吸脱着反応や排気ガスの触媒反応測定が可能です。



meiwafosis.com
メイワフォーシス 株式会社

東京

TEL (03)5379-0051 FAX (03)5379-0811
〒160-0022 新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル

大阪

TEL (06)6674-2222 FAX (06)6674-2323
〒558-0047 大阪市住吉区千鉢2-4-25

名古屋

TEL (052)686-4794 FAX (052)686-5114
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-18 PPビル

仙台

TEL (022)218-0560 FAX (022)218-0561
〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-4-1